

**GENAXXON**

b i o s c i e n c e

**Analysezertifikat  
Certificate of Analysis**

16b-Hydroxyestron	Kat. Nr.: / Cat. No.:	S5266
16b-Hydroxyestrone	Lot / Contr. No.:	83311

1,3,5(10)-ESTRATRIEN-3,1bb-DIOL-17-ONE

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Gehalt Assay		Produkt ist nicht stabil product not stable	
Rf-Wert Rf-value			
Aussehen appearance		Weißes Pulver white powder	entspricht corresponds
Optischer Drehwert: specific rotation	In Dioxan in dioxane	[a](20)D = +144 bis +145° [a](20)D = +144° to +145°	[a](20)D = +145° [a](20)D = +145°
Schmelzpunkt: melting point:		+242°C bis +244°C +242°C to +244°C	entspricht corresponds
Molekulargewicht Molar weight		286,40 g/mol 286.40 g/mol	
CAS-Nummer CAS-No.		566-06-03	

Substance is not stable.

Versand: bei RT / Lagerung: bei RT, trocken lagern  
shipping: at RT / storage: at RT at a dry place

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.  
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.  
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon BioScience GmbH  
Dr. Norbert Tröndle

Datum/date: 02.02.2007

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.  
This document has been generated by computer and does not contain a signature.