

**GENAXXON**

b i o s c i e n c e

**Analysenzertifikat  
Certificate of Analysis**

6-Aminofluorescein	Kat. Nr.: / Cat. No.:	S5543
6-Aminofluorescein	Lot / Contr. No.:	J7014

Synonyme:  
Synonyms:

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance		Gelbes Pulver yellow powder	entspricht corresponds
Gehalt Assay		>90,0% >90.0%	96,3% 96.3%
Identifikation: Identification:	1H-NMR		entspricht corresponds
Identifikation: Identification:	HPLC		entspricht corresponds
Löslichkeit: solubility:		Löslich in Methanol soluble in MeOH	entspricht corresponds
Löslichkeit: solubility:		Löslich in DMSO soluble in DMSO	entspricht corresponds
Molekulargewicht: Molecular weight:		430,45 g/mol 430.45 g/mol	
CAS-Nummer CAS-number		[51649-83-3]	
Summenformel Formula		C20H13NO5	
Molekulargewicht molecular weight		347,32 g/mol 347.32 g/mol	

Versand: bei RT / Lagerung: bei 4°C, lichtgeschützt  
shipping: at RT / storage: at 4°C, protect from light

Safety Data: not hazardous

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.  
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.  
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH

Datum/date: 31.08.2009

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.  
This document has been generated by computer and does not contain a signature.