



eXXtra post



Wie primen Sie Ihre cDNA?
Mit Random Primern oder mit Oligo dT?

Dann interessiert Sie dieses Angebot:

Oligos mit Frische-Siegel!

Random-Primer N₆

(Hexanucleotid-Primer)

5X 1 OD (1 OD = 15,2 nmol = 27,3 µg)

Oligo dT₂₀

(=poly desoxyThymine-Primer)

5X 1 OD (1 OD = 5,43 nmol = 32,7 µg)



garantierte Liefermenge 5x 1 OD, qualitätsgeprüft, gereinigt über RP-HPLC, lyophilisiert und aliquotiert

jeweils: 27,50 EURO!

www.genaxxon.com

Bestellen - Testen - Überzeugt sein
Fax: +49 731 3608 962