

**GENAXXON**

b i o s c i e n c e

**Analysezertifikat
Certificate of Analysis**

5,6-Carboxy-2',7'-dichlorofluorescein Diacetat N-succinylester	Kat. Nr.: / Cat. No.:	S5503.0100
5,6-Carboxy-2',7'-dichlorofluoresceine diacetate N-succinylester	Lot / Contr. No.:	J7053

5,6-Carboxy DCFDA-SE

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Gehalt Assay	HPLC	> 95,0% > 95.0%	> 96,5% > 96.5%
Gehalt Assay	¹ H-NMR		entspricht corresponds
Gehalt Assay	TLC-Test		entspricht corresponds
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder	entspricht corresponds
Löslichkeit: solubility:		Löslichkeit in CHCl ₃ soluble in CHCl ₃	entspricht corresponds
Molekulargewicht Molar weight		636,35 g/mol 636,35 g/mol	
CAS-Nummer CAS-No.		[147265-60-9]	

Versand: bei RT / Lagerung: 4°C, trocken lagern
shipping: at RT / storage: at 4°C at a dry place

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon BioScience GmbH
Dr. Norbert Tröndle

Datum/date: 12.06.2009

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This document has been generated by computer and does not contain a signature.