




Analysezertifikat
Certificate of Analysis

Desferricoprogen (eisenfrei)
Desferricoprogen (Fe-free)

Kat. Nr.: / Cat. No.:
Lot / Contr. No.:

S4020.0001
TU04042011



structure of Desferricoprogen
Struktur von Desferricoprogen

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance		Weißlich, flockig white, fluffy	entspricht corresponds
Summenformel Formula	Von Desferricoprogen from Desferricoprogen	C35H53N6O13	
Gehalt (HPLC/RP-18, 220 nm)	6 – 40% Acetonitril/H2O Gradient in 20 Minuten.	Peak bei 15 Minuten	entspricht
Assay (HPLC/RP-18, 220 nm)	6 – 40% Acetonitril/H2O gradient in 20 minutes	Peak at 15 minutes	corresponds
Extinktionskoeffizient: Ext.Coeff:	Von Coprogen (bei 434 nm) from Coprogen (at 434 nm)	$\epsilon = 2820 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$	
Löslich in: Soluble in:	Wasser water		entspricht corresponds
Molekulargewicht: Molecular weight:		768,39 g/mol 768.39 g/mol	

Substance shipped at RT – store at -20°C / wird bei RT verschickt – bei -20°C lagern

Caution: hygroscopic product! / Achtung: Das Produkt ist hygroskopisch!

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH

Datum/date: 20.03.2011

Dr. Norbert Tröndle