



**Analysenzertifikat  
Certificate of Analysis**

---

D-Galactosamin x HCl	Kat. Nr.: / Cat. No.:	S5050
D-Galactosamine x HCl	Lot / Contr. No.:	CK 8361

---

---

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Gehalt Assay	HPLC	> 98.0%	entspricht corresponds
Aussehen appearance		Weißes Pulver white powder	entspricht corresponds
Schwermetalle: heavy metals:	AAS	< 10 ppm	entspricht corresponds
Schmelzpunkt: Melting Point:		185 - 186°C	entspricht corresponds
Optischer Drehwert: specific rotation	dissolved in water (5%)	$[\alpha](20)D = +91^\circ - +95^\circ$	$[\alpha](20)D = +93.7^\circ$
Molekulargewicht: Molecular weight:		215,64 g/mol	
CAS Number:		1172-03-8	

Versand: bei RT / Lagerung: bei +4°C, trocken lagern  
shipping: at RT / storage: at +4°C at a dry place

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.  
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.  
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon BioScience GmbH  
Dr. Norbert Tröndle

Datum/date: 02.02.2007

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.  
This document has been generated by computer and does not contain a signature.