

fon:
 +49 (0)731 - 3608 123
 fax:
 +49 (0)731 - 3608 962
 eMail:
info@genaxxon.com
 internet:
www.genaxxon.com

Einmalhandschuhe mit AloeVera und Vitamin E

Produkt	Katalog-Nr.	Menge (Stück)	Preis (€)
Blossom Latex AleoVera Plus. Sehr angenehm zu tragender Latex-Einmalhandschuh mit Aloe Vera Innenbeschichtung. Puderfrei, texturiert, AQL Level 1.5 (gem. EN455-1), Breakforce 11,2 N, CE-Zeichen der Medical Class I, ISO 9002 zertifiziert, Länge ca. 245 mm, Materialstärke Fingerspitze 0,18mm, Allergengehalt 15µg/g Handschuh (LaGeTSI-Empfehlung <30µg/g). Durch die Beschichtung mit Aloe Vera Extrakt schwitzen die Hände nicht so leicht und trocknen auch wesentlich weniger aus. Dieser Handschuh entspricht den gängigen Normen und wird auch von der ADA empfohlen. Größen: XS, S, M, L, XL	M6138.10xx	10 x 100	79,00
	M6138.50xx	50 x 100	347,56
Blossom Nitril AloeVera. Sehr angenehm zu tragender Nitril-Einmalhandschuh mit Aloe Vera Innenbeschichtung. Puderfrei, texturiert, AQL Level 1.5, EN455-1/2/3 und EN374, Breakforce 9,5 N, CE-Zeichen der Medical Class I, ISO 9002 zertifiziert, Länge ca. 245 mm, Materialstärke Fingerspitze 0,15mm. Durch die Beschichtung mit Aloe Vera Extrakt schwitzen die Hände nicht so leicht und trocknen auch wesentlich weniger aus. Der Handschuh fühlt sich fast an wie ein Latexhandschuh und ist vom Preis-Leistungsverhältnis unschlagbar. Größen: XS, S, M, L, XL	M6140.10xx	10 x 100	101,50
	M6140.50xx	50 x 100	495,00

Preise gültig bis 31.12.2010. Lieferung ab einem Auftragswert von 250,00 € versandkostenfrei.

Aloe Vera ist ein anerkanntes Hautpflegemittel und sorgt für ein sehr angenehmes Tragegefühl. Auch nach längerem Gebrauch trocknet die Haut nicht so stark aus, wie bei herkömmlichen Latex- oder Nitrilhandschuhen.

**Fragen Sie unverbindlich nach einem Testmuster.
Wir schicken Ihnen gerne eine Probe zu!**

Einmalhandschuhe aus Nitril

Produkt	Katalog-Nr.	Menge (Stück)	Preis (€)
Alfatex Natur. Einmalhandschuh aus Nitril (latexfrei, puderfrei, unsteril, frei von allergenen Proteinen). Größen: XS, S, M, L, XL	M6146.10xx	10 x 100	74,37
	M6146.50xx	50 x 100	334,38
Alfatex Blau. Einmalhandschuh aus Nitril (latexfrei, puderfrei, unsteril, frei von allergenen Proteinen). Größen: XS, S, M, L, XL	M6147.10xx	10 x 100	74,37
	M6147.50xx	50 x 100	334,38

Einmalhandschuhe aus ungepudertem Latex

Produkt	Katalog-Nr.	Menge (Stück)	Preis (€)
PRIMA Plus Blau. Hochwertiger Latex Einmalhandschuh. Oberfläche aufgeraut für besseren Griff. Der extrem reißfeste Handschuh mit Rollrand. Entspricht allen Mindestnormen: EN455-1,-2,-3; AQL 1.5 Mindestgarantie für Dichtigkeit; regelmäßige Qualitätszertifizierungen. Größen: XS, S, M, L, XL	M6143.10xx	10 x 100	49,43
	M6143.50xx	50 x 100	235,94
PRIMA Plus Natur. Hochwertiger Latex Einmalhandschuh. Oberfläche aufgeraut für besseren Griff. Der extrem reißfeste Handschuh mit Rollrand. Entspricht allen Mindestnormen: EN455-1,-2,-3; AQL 1.5 Mindestgarantie für Dichtigkeit; regelmäßige Qualitätszertifizierungen. Größen: XS, S, M, L, XL	M6144.10xx	10 x 100	49,43
	M6144.50xx	50 x 100	235,94

Haushandshandschuhe aus Naturlatex

Produkt	Katalog-Nr.	Menge	Preis (€)
Haushandshandschuh. Der mehrfach verwendbare Gummihandschuh für Haushalt, Garten und Beruf. Das Velour-Innenfutter schützt die Hände. Das Gummiprofil an den Fingerspitzen und den Handflächen ermöglicht einen sicheren Griff. Antimikrobiell ausgerüstet. Extra lange Ausführung. Größen: S, M, L, XL	M6150.100X	10 Paar	4,61

Preise gültig bis 31.12.2010. Lieferung ab einem Auftragswert von 250,00 € versandkostenfrei.

**Fragen Sie unverbindlich nach einem Testmuster.
Wir schicken Ihnen gerne eine Probe zu!**

Sterile Einmalhandschuhe aus Latex, Neopren oder Copolymer

Produkt	Katalog-Nr.	Menge (Paar)	Preis (€)
Prima Noblesse. Steriler Einmal-Operationshandschuh aus Latex (Rechts-Links). Puderfrei, mikro-strukturierte Oberfläche für sicheren Halt, ergonomische Passform, verstärkte lange Stulpen, extrem reißfest. Sehr niedriger Proteingehalt unter 10 µg/g. Standards (u.a.): EN 455-1,-2,-3; AQL 1.0. 1 Paar steril in handlicher Peelverpackung, 50 Paar im Dispenserkarton. 6 Dispenser pro Versandkarton. Größen: S, M, L	M6374.06xx	6 x 50	182,01
Prima Confo. Steriler Einmal-Operationshandschuh aus Latex (Rechts-Links). Minimale Innenpuderung aus 100% Maisstärke. Mikro-geraute Oberfläche für sicheren Halt, ergonomische Passform, verstärkte lange Stulpen, extrem reißfest. Standards (u.a.): EN 455-1,-2,-3; AQL 1.0. 1 Paar steril in handlicher Peelverpackung, 50 Paar im Dispenserkarton. 6 Dispenser pro Versandkarton. Größen: S, M, L	M6375.06xx	6 x 50	174,62
Prima Pluto. Steriler Einmal-Operationshandschuh aus Latex (Rechts-Links). Puderfrei. Spezielle PU-Beschichtung, mikro-geraute Oberfläche für sicheren Halt, ergonomische Passform, extrem reißfest. Standards (u.a.): EN 455-1,-2,-3; AQL 0.65. 1 Paar steril in handlicher Peelverpackung, 50 Paar im Dispenserkarton. 4 Dispenser pro Versandkarton. Größen: S, M, L	M6376.04xx	4 x 50	123,05
Prima Luna. Steriler Einmal-Operationshandschuh aus Neopren (Rechts-Links). Latexfrei, Neopren verursacht keine bekannten Allergien. Puderfreies Neoprenmaterial schmiegt sich an wie eine zweite Haut und reduziert das Schwitzen. Erstklassiges Tastempfinden, ergonomische Passform, mikro-geraute Oberfläche für sicheren Halt, verstärkte, lange Stulpen mit Rollrand. Diese Handschuhe übertreffen alle etablierten Standards als effektive Barriere gegen pathogene Keime. 1 Paar steril in handlicher Peelverpackung, 50 Paar im Dispenserkarton. 6 Dispenser pro Versandkarton. Größen: S, M, L	M6377.06xx	6 x 50	500,76
Prima Politex. Sterile Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Copolymer. Aus feinstem, weichen Copolymer auf Papierträger. Beeinflussen das Tast- und Temperaturempfinden kaum. Extra stabile Schweißnähte ohne scharfe Kanten, puderfrei, transparent. Auch als Unterzieh-Handschuh für zusätzlichen Schutz vor Infektionen und chemischen Zusatzstoffen. 100 Stück im Dispenserkarton, 24 Dispenser pro Versandkarton. Größen: S, M, L	M6380.24xx	24 x 100 Stück	142,12
Prima Politex. Sterile Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Copolymer. Aus feinstem, weichen Copolymer auf Papierträger. Beeinflussen das Tast- und Temperaturempfinden kaum. Extra stabile Schweißnähte ohne scharfe Kanten, puderfrei, transparent. Auch als Unterzieh-Handschuh für zusätzlichen Schutz vor Infektionen und chemischen Zusatzstoffen. 100 Paar im Dispenserkarton, 12 Dispenser pro Versandkarton. Größen: S, M, L	M6381.12xx	12 x 100	100,55

Preise gültig bis 31.12.2010. Lieferung ab einem Auftragswert von 250,00 € versandkostenfrei.

**Fragen Sie unverbindlich nach einem Testmuster.
Wir schicken Ihnen gerne eine Probe zu!**

Einmalhandschuhe aus Vinyl

Produkt	Katalog-Nr.	Menge (Stück)	Preis (€)
Pretex Vinyl Transparent. Unsteriler Einmalhandschuh aus Vinyl. Ungepudert. Farbe: Transparent. Resistent gegen viele Chemikalien. Größen: XS, S, M, L, XL	M6141.10xx	10 x 100	46,06
	M6141.50xx	50 x 100	213,47
Pretex Vinyl Natur. Unsteriler Einmalhandschuh aus Vinyl. Ungepudert. Farbe: Natur. Resistent gegen viele Chemikalien. Größen: XS, S, M, L, XL	M6154.10xx	10 x 100	49,43
	M6154.50xx	50 x 100	240,22
Blossom Vinylhandschuh. Unsteriler Einmalhandschuh aus Vinyl. Ungepudert. Farbe: Weiß. Resistent gegen viele Chemikalien. Größen: XS, S, M, L, XL	M6139.10xx	10 x 100	79,00
	M6139.50xx	50 x 100	367,50

Strickhandschuhe aus Baumwolle

Produkt	Katalog-Nr.	Menge	Preis (€)
Baumwoll Strickhandschuh. Nahtlos hergestellter Baumwollhandschuh zum Unterziehen. Geeignet für Tätigkeiten mit warmen Gegenständen. Schützen vor leichten Schnitten. Verhindern Schwitzen. Größe: S	M6149.100S	10 Paar	10,34
		1	
Baumwoll Strickhandschuh. Nahtlos hergestellter Baumwollhandschuh zum Unterziehen. Geeignet für Tätigkeiten mit warmen Gegenständen. Schützen vor leichten Schnitten. Verhindern Schwitzen. Größe: M	M6149.100M	10 Paar	10,34
Baumwoll Strickhandschuh. Nahtlos hergestellter Baumwollhandschuh zum Unterziehen. Geeignet für Tätigkeiten mit warmen Gegenständen. Schützen vor leichten Schnitten. Verhindern Schwitzen. Größe: L	M6149.100L	10 Paar	12,47
Baumwoll Strickhandschuh. Nahtlos hergestellter Baumwollhandschuh zum Unterziehen. Geeignet für Tätigkeiten mit warmen Gegenständen. Schützen vor leichten Schnitten. Verhindern Schwitzen. Größe: XL	M6149.10XL	10 Paar	21,35

Preise gültig bis 31.12.2010. Lieferung ab einem Auftragswert von 250,00 € versandkostenfrei.

**Fragen Sie unverbindlich nach einem Testmuster.
Wir schicken Ihnen gerne eine Probe zu!**