

fon:  
 +49 (0)7357 - 91 63 77  
 fax:  
 +49 (0)7357 - 91 63 78  
 eMail:  
[info@genaxxon.com](mailto:info@genaxxon.com)  
 internet:  
[www.genaxxon.com](http://www.genaxxon.com)

## Einmalhandschuhe mit AloeVera, Lanolin und Vitamin E

Produkt	Katalog-Nr.	Menge (Stück)	Preis (€)
<b>LANO-E.</b> Angenehm zu tragender Latex-Einmalhandschuh mit Lanolin Innenbeschichtung. Puderfrei, texturiert, AQL Level 1.5 (gem. EN455-1), ISO 9002 zertifiziert, Länge ca. 245 mm. Allergengehalt: <30µg/g). Durch die Beschichtung mit Lanolin schwitzen die Hände nicht so leicht und trocknen auch wesentlich weniger aus. Dieser Handschuh entspricht den gängigen Normen. Größen: XS, S, M, L, XL.	M6156.10xx	10 x 100	59,50
	M6156.50xx	50 x 100	267,75
<b>Blossom Latex AloeVera Plus.</b> Sehr angenehm zu tragender Latex-Einmalhandschuh mit Aloe Vera Innenbeschichtung. Puderfrei, texturiert, AQL Level 1.5 (gem. EN455-1), Breakforce 11,2 N, CE-Zeichen der Medical Class I, ISO 9002 zertifiziert, Länge ca. 245 mm, Materialstärke Fingerspitze 0,18 mm, Allergengehalt 15 µg/g Handschuh (LaGeTSi-Empfehlung <30µg/g). Durch die Beschichtung mit Aloe Vera Extrakt schwitzen die Hände nicht so leicht und trocknen auch wesentlich weniger aus. Dieser Handschuh entspricht den gängigen Normen und wird auch von der ADA empfohlen. Größen: XS, S, M, L, XL.	M6138.10xx	10 x 100	68,25
	M6138.50xx	50 x 100	317,25
<b>Blossom Nitril AloeVera.</b> Sehr angenehm zu tragender Nitril-Einmalhandschuh mit Aloe Vera Innenbeschichtung. Puderfrei, texturiert, AQL Level 1.5, EN455-1/2/3 und EN374, Breakforce 9,5 N, CE-Zeichen der Medical Class I, ISO 9002 zertifiziert, Länge ca. 245 mm, Materialstärke Fingerspitze 0,15 mm. Durch die Beschichtung mit Aloe Vera Extrakt schwitzen die Hände nicht so leicht und trocknen auch wesentlich weniger aus. Der Handschuh fühlt sich fast an wie ein Latexhandschuh und ist vom Preis-Leistungsverhältnis unschlagbar. Größen: XS, S, M, L, XL.	M6140.10xx	10 x 100	97,50
	M6140.50xx	50 x 100	455,00
Handcreme mit Aloe Vera und Vitamin E für die besondere Pflege der Haut.	M6155.0001	1 Tube	8,50

Preise gültig bis 31.12.2007. Lieferung ab einem Auftragswert von 100,00 € versandkostenfrei.

Aloe Vera ist ein anerkanntes Hautpflegemittel und sorgt für ein sehr angenehmes Tragegefühl. Auch nach längerem Gebrauch trocknet die Haut nicht so stark aus, wie bei herkömmlichen Latex- oder Nitrilhandschuhen.

**Fragen Sie unverbindlich nach einem Testmuster.  
Wir schicken Ihnen gerne eine Probe zu!**

## Einmalhandschuhe aus ungepudertem Latex

Produkt	Katalog-Nr.	Menge (Stück)	Preis (€)
Griptex PF. Unsteriler Latex Einmalhandschuh als preiswerte Alternative zu Prima Plus. Mit Rollrand. Entspricht den Mindestnormen: EN455-1, 2 und 3; AQL 1.5 Mindestgarantie für Dichtigkeit; CE, regelmäßige Qualitätszertifizierungen. Größen: XS, S, M, L, XL.	M6137.10xx	10 x 100	37,50
	M6137.50xx	50 x 100	171,50
Latex Safetec. Unsteriler Latex Einmalhandschuh als preiswerteste Alternative bei Latexhandschuhen. Mit Rollrand. Auch dieser Handschuh entspricht den Mindestnormen: EN455-1, 2 und 3; AQL 1.5 Mindestgarantie für Dichtigkeit; CE, regelmäßige Qualitätszertifizierungen. Größen: XS, S, M, L, XL.	M6148.10xx	10 x 100	34,50
	M6148.50xx	50 x 100	155,25
PRIMA Plus Blau. Hochwertiger Latex Einmalhandschuh. Oberfläche aufgeraut für besseren Griff. Der extrem reißfeste Handschuh mit Rollrand. Entspricht allen Mindestnormen: EN455-1,-2,-3; AQL 1.5 Mindestgarantie für Dichtigkeit; regelmäßige Qualitätszertifizierungen. Größen: XS, S, M, L, XL.	M6143.10xx	10 x 100	46,20
	M6143.50xx	50 x 100	220,50
PRIMA Plus Natur. Hochwertiger Latex Einmalhandschuh. Oberfläche aufgeraut für besseren Griff. Der extrem reißfeste Handschuh mit Rollrand. Entspricht allen Mindestnormen: EN455-1,-2,-3; AQL 1.5 Mindestgarantie für Dichtigkeit; regelmäßige Qualitätszertifizierungen. Größen: XS, S, M, L, XL.	M6144.10xx	10 x 100	46,20
	M6144.50xx	50 x 100	220,50

## Einmalhandschuhe aus Nitril

Produkt	Katalog-Nr.	Menge (Stück)	Preis (€)
Nitril ECO White. Einmalhandschuh aus Nitril (latexfrei, puderfrei, unsteril, frei von allergenen Proteinen).	M6157.10xx	10 x 100	59,50
	M6157.50xx	50 x 100	267,75
Nitril ECO Blue. Einmalhandschuh aus Nitril (latexfrei, puderfrei, unsteril, frei von allergenen Proteinen).	M6158.10xx	10 x 100	59,50
	M6158.50xx	50 x 100	267,75
Alfatex Natur. Einmalhandschuh aus Nitril (latexfrei, puderfrei, unsteril, frei von allergenen Proteinen).	M6146.10xx	10 x 100	69,50
	M6146.50xx	50 x 100	312,50
Alfatex Blau. Einmalhandschuh aus Nitril (latexfrei, puderfrei, unsteril, frei von allergenen Proteinen).	M6147.10xx	10 x 100	69,50
	M6147.50xx	50 x 100	312,75

Preise gültig bis 31.12.2007. Lieferung ab einem Auftragswert von 100,00 € versandkostenfrei.

**Fragen Sie unverbindlich nach einem Testmuster.  
Wir schicken Ihnen gerne eine Probe zu!**

## Sterile Einmalhandschuhe aus Latex, Neopren oder Co-Polymer

Produkt	Katalog-Nr.	Menge (Paar)	Preis (€)
<b>Prima Duo. Steriler Einmal-Untersuchungshandschuh aus Latex.</b> Puderfrei, geraute Oberfläche, sehr gutes Tastempfinden, rutschfest in feuchtem oder trockenem Zustand, extrem reißfest. Proteingehalt unter 1 µg/g. Standards (u.a.): EN 455-1,-2,-3; AQL 1.5. 2 Stück steril in handlicher Peelverpackung, 50 Paar im Dispenser. Größe S, M, L. Größen XS und XL auf Anfrage.	M6142.005X	50	18,50
<b>Prima Duo II. Steriler Einmal-Untersuchungshandschuh aus Latex.</b> Puderfrei. Glatte Oberfläche für höchste Tastsensibilität, rutschhemmende Polymerbeschichtung. Standards (u.a.): EN 455-1,-2,-3; AQL 1.5. 2 Stück steril in handlicher Peelverpackung, 25 Paar im Dispenser. Größe S, M, L. Größen XS und XL auf Anfrage.	M6145.005X	25	9,00
<b>Prima Noblesse. Steriler Einmal-Operationshandschuh aus Latex (Rechts-Links).</b> Puderfrei, mikro-strukturierte Oberfläche für sicheren Halt, ergonomische Passform, verstärkte lange Stulpen, extrem reißfest. Sehr niedriger Proteingehalt unter 10 µg/g. Standards (u.a.): EN 455-1,-2,-3; AQL 1.0. 1 Paar steril in handlicher Peelverpackung, 50 Paar im Dispenserkarton. 6 Dispenser pro Versandkarton. Größen: S, M, L.	M6374.06xx	6 x 50	170,10
	M6374.30xx	30 x 50	724,50
<b>Prima Confo. Steriler Einmal-Operationshandschuh aus Latex (Rechts-Links).</b> Minimale Innenpuderung aus 100% Maisstärke. Mikro-geraute Oberfläche für sicheren Halt, ergonomische Passform, verstärkte lange Stulpen, extrem reißfest. Standards (u.a.): EN 455-1,-2,-3; AQL 1.0. 1 Paar steril in handlicher Peelverpackung, 50 Paar im Dispenserkarton. 6 Dispenser pro Versandkarton. Größen: S, M, L.	M6375.06xx	6 x 50	163,20
	M6375.30xx	30 x 50	702,30
<b>Prima Pluto. Steriler Einmal-Operationshandschuh aus Latex (Rechts-Links).</b> Puderfrei. Spezielle PU-Beschichtung, mikro-geraute Oberfläche für sicheren Halt, ergonomische Passform, extrem reißfest. Standards (u.a.): EN 455-1,-2,-3; AQL 0.65. 1 Paar steril in handlicher Peelverpackung, 50 Paar im Dispenserkarton. 4 Dispenser pro Versandkarton. Größen: S, M, L.	M6376.04xx	4 x 50	115,00
	M6376.20xx	20 x 50	484,00
<b>Prima Luna. Steriler Einmal-Operationshandschuh aus Neopren (Rechts-Links).</b> Latexfrei, Neopren verursacht keine bekannten Allergien. Puderfreies Neoprenmaterial schmiegt sich an wie eine zweite Haut und reduziert das Schwitzen. Erstklassiges Tastempfinden, ergonomische Passform, mikro-geraute Oberfläche für sicheren Halt, verstärkte, lange Stulpen mit Rollrand. Diese Handschuhe übertreffen alle etablierten Standards als effektive Barriere gegen pathogene Keime. 1 Paar steril in handlicher Peelverpackung, 50 Paar im Dispenserkarton. 6 Dispenser pro Versandkarton. Größen: S, M, L.	M6377.06xx	6 x 50	468,00
	M6377.30xx	30 x 50	2245,00
<b>Prima PoliteX. Sterile Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Copolymer.</b> Aus feinstem, weichen Copolymer auf Papierträger. Beeinflussen das Tast- und Temperaturempfinden kaum. Extra stabile Schweißnähte ohne scharfe Kanten, puderfrei, transparent. Auch als Unterzieh-Handschuh für zusätzlichen Schutz vor Infektionen und chemischen Zusatzstoffen. 100 Stück im Dispenserkarton, 24 Dispenser pro Versandkarton. Größen: S, M, L.	M6380.24xx	24 x 100 Stück	126,50
<b>Prima PoliteX. Sterile Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Copolymer.</b> Aus feinstem, weichen Copolymer auf Papierträger. Beeinflussen das Tast- und Temperaturempfinden kaum. Extra stabile Schweißnähte ohne scharfe Kanten, puderfrei, transparent. Auch als Unterzieh-Handschuh für zusätzlichen Schutz vor Infektionen und chemischen Zusatzstoffen. 100 Paar im Dispenserkarton, 12 Dispenser pro Versandkarton. Größen: S, M, L.	M6381.12xx	12 x 100	89,50

Preise gültig bis 31.12.2007. Lieferung ab einem Auftragswert von 100,00 € versandkostenfrei.

## Einmalhandschuhe aus Vinyl

Produkt	Katalog-Nr.	Menge (Stück)	Preis (€)
ECO Line Plus. Unsteriler Einmalhandschuh aus Vinyl. Ungepudert. Farbe: Transparent. Resistent gegen viele Chemikalien. Größen: S, M, L.	M6159.10xx	10 x 100	33,50
	M6159.50xx	50 x 100	150,50
Pretex Vinyl Transparent. Unsteriler Einmalhandschuh aus Vinyl. Ungepudert. Farbe: Transparent. Resistent gegen viele Chemikalien. Größen: XS, S, M, L, XL.	M6141.10xx	10 x 100	43,05
	M6141.50xx	50 x 100	199,50
Pretex Vinyl Natur. Unsteriler Einmalhandschuh aus Vinyl. Ungepudert. Farbe: Natur. Resistent gegen viele Chemikalien. Größen: XS, S, M, L, XL.	M6154.10xx	10 x 100	46,20
	M6154.50xx	50 x 100	224,50
Blossom Vinylhandschuh. Unsteriler Einmalhandschuh aus Vinyl. Ungepudert. Farbe: Weiß. Resistent gegen viele Chemikalien. Größen: XS, S, M, L, XL.	M6139.10xx	10 x 100	79,00
	M6139.50xx	50 x 100	367,50

## Strickhandschuhe aus Baumwolle

Produkt	Katalog-Nr.	Menge	Preis (€)
Baumwoll Strickhandschuh. Nahtlos hergestellter Baumwollhandschuh zum Unterziehen. Geeignet für Tätigkeiten mit warmen Gegenständen. Schützen vor leichten Schnitten. Verhindern Schwitzen.	M6149.100S	10 Paar	9,66
Baumwoll Strickhandschuh. Nahtlos hergestellter Baumwollhandschuh zum Unterziehen. Geeignet für Tätigkeiten mit warmen Gegenständen. Schützen vor leichten Schnitten. Verhindern Schwitzen.	M6149.100M	10 Paar	9,66
Baumwoll Strickhandschuh. Nahtlos hergestellter Baumwollhandschuh zum Unterziehen. Geeignet für Tätigkeiten mit warmen Gegenständen. Schützen vor leichten Schnitten. Verhindern Schwitzen.	M6149.100L	10 Paar	11,65
Baumwoll Strickhandschuh. Nahtlos hergestellter Baumwollhandschuh zum Unterziehen. Geeignet für Tätigkeiten mit warmen Gegenständen. Schützen vor leichten Schnitten. Verhindern Schwitzen.	M6149.10XL	10 Paar	19,95

## Haushandshandschuhe aus Naturlatex

Produkt	Katalog-Nr.	Menge	Preis (€)
Haushandshandschuh. Der mehrfach verwendbare Gummihandschuh für Haushalt, Garten und Beruf. Das Velour-Innenfutter schützt die Hände. Das Gummiprofil an den Fingerspitzen und den Handflächen ermöglicht einen sicheren Griff. Antimikrobiell ausgerüstet. Extra lange Ausführung. Größen: S, M, L, XL.	M6150.100X	10 Paar	4,30

Preise gültig bis 31.12.2007. Lieferung ab einem Auftragswert von 100,00 € versandkostenfrei.

**Fragen Sie unverbindlich nach einem Testmuster.  
Wir schicken Ihnen gerne eine Probe zu!**