

Certificate of Analysis
Analysezertifikat

Maleic acid Maleinsäure	Kat. Nr.: / Cat. No.: Lot / Contr. No.:	M6030 1C001433
----------------------------	--	-------------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance		Weißes Pulver white powder	entspricht complies
Gehalt (titr.) Assay (titr.)	(Basis ist wsfr. Subst. calc. on anhydrous subs.)	99,0 – 101,0% 99.0 – 101.0%	99,9% 99.9%
Aussehen der Lsg. Appearance of sol.		entspricht complies	entspricht complies
Identität Identity		entspricht complies	entspricht complies
Schwermetalle heavy metals (as Pb)		max. 0,001% max. 0.001%	entspricht complies
Sulfatasche sulfated ash		max. 0,1% max. 0.1%	0,1% 0.1%
Fumarsäure Fumaric acid		entspricht complies	entspricht complies
Wasser water	K.F.	max. 2,0% max. 2.0%	0,1% 0.1%
Fe		entspricht complies	entspricht complies
Summenformel Formula		C4H4O4	
Molekulargewicht: Molecular weight:		116,07 g/mol 116.07 g/mol	
CAS-Nummer CAS-number		[110-16-7]	
Nächste QC next retest		01.2016	

Substance shipped at RT, please store at RT / wird bei RT verschickt, bitte bei RT lagern.

Safety Data: not hazardous / nicht gefährlich.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH

Datum/date: 16.12.2011

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This document has been generated by computer and does not contain a signature.