

MEM Vitamines (100X)

ask also for other formulations
Fragen Sie auch nach anderen
Zusammensetzungen

	Components	mg/L
Vitamines	Coline Chloride	100.00
	Folic acid	100.00
	Myo-inositol	200,00
	Nicotinamide	100.00
	D-Ca-Pantothenat	100.00
	Pyridoxal HCl	100.00
	Riboflavine	10,00
	Sodium Chloride	8500,00
	Thiamine HCl	100.00

MEM Aminoacids (50X)

ask also for other formulations
Fragen Sie auch nach anderen
Zusammensetzungen

	Components	mg/L	
Aminoacids	L-Arginine x HCl	6320.00	C4283.0100
	L-Cystine	1200.00	MEM Aminoacids (50X)
	L-Histidine x HCl x H ₂ O	2100.00	with L-Glutamine
	L-Isoleucine	2625.00	
	L-Leucine	2620.00	C4284.0100
	L-Lysine x HCl	3625.00	MEM Aminoacids (50X)
	L-Methionine	755.00	without L-Glutamine
	L-Phenylalanine	1650.00	
	L-Threonine	2380.00	
	L-Tryptophane	510.00	
	L-Tyrosine	1800.00	
	L-Valine	2340.00	