

**GENAXXON**

b i o s c i e n c e

**Analysenzertifikat  
Certificate of Analysis**

Z-Leu-Leu-Leu-Aldehyd	Kat. Nr.: / Cat. No.:	S5316
Z-Leu-Leu-Leu-aldehyde	Lot / Contr. No.:	A9314

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance		Weißes Pulver White powder	entspricht corresponds
Summenformel Formula		C26H41N3O5	
Gehalt (TLC): Assay (TLC):		98% - 99%	entspricht corresponds
Gehalt (RP-HPLC): Assay (RP-HPLC):		98% - 99%	98,0 % 98.0 %
Löslichkeit: Solubility:		25 mg/mL in DMSO	entspricht corresponds
Löslichkeit: Solubility:		25 mg/mL in Ethanol	entspricht corresponds
Molekulargewicht: Molecular weight:		475,6 g/mol 475.6 g/mol	
CAS Number:			

chemically synthesized

-

store as supplied at -20°C

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.  
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.  
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.  
Das Produkt ist nur für die Anwendung in Labor/Forschung gedacht und nicht für die in-vivo Anwendung!  
This product is intended to be used in laboratories only. It is not for in-vivo use!

Genaxxon BioScience GmbH

Datum/date: 26.02.2007

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.  
This document has been generated by computer and does not contain a signature.