

Analysenzertifikat
Certificate of Analysis

PBS Tabletten für 1L Fertiglösung PBS tablets for 1L ready-to-use solution	Kat. Nr.: / Cat. No.: Lot / Contr. No.:	D2034 160211
---	--	-----------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance		Tabletten mit 28mm Durchmesser Tablets of 28mm diameter	entspricht corresponds
Gewicht Weight		10,0g +/- 1% 10.0g +/- 1%	entspricht corresponds
Gehalt		0,14M NaCL 0,0027M KCl 0,01M Phosphatpuffer	Entspricht
Assay		0.14M NaCL 0.0027M KCl 0.01M Phosphate buffer	corresponds
Löslichkeit: solubility:		Löslich in Wasser soluble in water	entspricht corresponds
Spezifikation: Specification:	Visuelle Beurteilung der Lösung. Visuell check of solution.	Klare Lösung clear solution	Entspricht corresponds
pH: pH:		7,2 +/- 0,05 7.2 +/- 0.05	entspricht corresponds
Haltbarkeit: Stability:		Mind. 3 Jahre, falls bei RT gelagert Min. 3 years if stored at RT.	Mai 2013 May 2013

Substance shipped and stored at RT / wird bei RT verschickt und gelagert.

Safety Data: not hazardous / nicht gefährlich.

References:

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
 Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH

Datum/date: 26.01.2010

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
 This document has been generated by computer and does not contain a signature.