

**GENAXXON**

b i o s c i e n c e

**Analysezertifikat
Certificate of Analysis**

pNPP tablets (20 mg) p-nitrophenyl-phosphate tablets (20 mg)	Kat. Nr.: / Cat. No.: Lot / Contr. No.:	D2011 131305
--	--	-----------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance			entspricht corresponds
Summenformel Formula		C ₆ H ₄ NNa ₂ O ₆ P	
Gehalt Assay	Assay (A ₃₁₁ nm)	20 mg +/- 3 mg mit Füllstoff 20 mg +/- 3 mg containing filler	Entspricht corresponds
Spezifikation: Specification:	UV-Photometrisch UV-photometrically	1 mg/ml A ₄₁₀ nm = 0.015 1 mg/ml A ₄₁₀ nm = 0.015	entspricht corresponds
Spezifikation: Specification:	Visuelle Beurteilung der Lösung. Visuell check of solution.	Klare Lösung clear solution	Entspricht corresponds
Löslichkeit: solubility:		Löslich in Methanol soluble in MeOH	entspricht corresponds
Haltbarkeit: Stability:		Mind. 3 Jahre, falls bei - 18°C gelagert. Min. 3 years if stored at - 18°C.	Feb. 2010 Feb. 2010
CAS Number:		[4264-83-9]	

Versand: bei RT / Lagerung: bei -18°C, lichtgeschützt
shipping: at RT / storage: at: -18°C, protect from light

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon BioScience GmbH

Datum/date: 25.03.2007

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This document has been generated by computer and does not contain a signature.