

**GENAXXON**

b i o s c i e n c e

**Analysezertifikat
Certificate of Analysis**

pNPP Tabletten (20mg) p-nitrophenyl-phosphate tablets (20mg)	Kat. Nr.: / Cat. No.: Lot / Contr. No.:	D2011 160511
---	--	-----------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Form		Tabletten von 6mm Durchmesser	Entspricht
Form		Tablets of 6mm diameter	corresponds
Gehalt	Assay (A ₃₁₁ nm)	20mg +/- 3mg mit Füllstoff	Entspricht
Assay	Assay (A ₃₁₁ nm)	20mg +/- 3mg containing filler	corresponds
Spezifikation: Specification:	UV-Photometrisch UV-photometrically	1mg/mL A ₄₁₀ nm: <0,03 1mg/mL A ₄₁₀ nm: <0.03	entspricht corresponds
Spezifikation: Specification:	Visuelle Beurteilung der Lösung. Visuell check of solution.	Klare Lösung clear solution	Entspricht corresponds
Löslichkeit: solubility:		Löslich in Methanol soluble in MeOH	entspricht corresponds
Haltbarkeit: Expiry date:		Mind. 3 Jahre, falls bei -20°C gelagert. Min. 3 years if stored at -20°C.	Jan. 2013 Jan. 2013
Summenformel Formula		C ₆ H ₄ NNa ₂ O ₆ P	
CAS Number:		[4264-83-9]	

Versand: bei RT / Lagerung: bei -20°C, lichtgeschützt
shipping: at RT / storage: at: -20°C, protect from light

Haltbarkeit: 3 Jahre nach Produktion. Produktion: Feb. 2010. Ablaufdatum: Jan. 2013.
Shelf-life: 3 years after production. Production date: Feb. 2010. Expiry date: Jan. 2013.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon BioScience GmbH

Datum/date: 08.03.2012

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This document has been generated by computer and does not contain a signature.