


**GENAXXON**

b i o s c i e n c e

**Analysenzertifikat  
Certificate of Analysis**Stabiles Glutamin  
stable GlutamineKat. Nr.: / Cat. No.:  
Lot / Contr. No.:C4297  
GX010807

N-Acetyl-L-Alanyl-L-Glutamine



Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Gehalt Assay		> 98,0 % > 98.0 %	98,3 % 98.3 %
Aussehen appearance		Weißes Pulver white powder	entspricht corresponds
Trocknungsverlust: Loss on drying:		< 0,1 % < 0.1 %	0,05 % 0.05 %
Summenformel Formula		C10H17N3O5	
Molekulargewicht Molar weight		259,20 g/mol 259.20 g/mol	
CAS-Nummer CAS-No.		121574-43-4	

Versand: bei RT / Lagerung: bei RT, trocken lagern  
shipping: at RT / storage: at RT at a dry place

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.  
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.  
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon BioScience GmbH  
Dr. Norbert Tröndle

Datum/date: 02.08.2007

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.  
This document has been generated by computer and does not contain a signature.