



Analysezertifikat
Certificate of Analysis

TAE Fertigpuffer (10-fach) TAE ready-use buffer (10-times conc.)	Kat. Nr.: / Cat. No.: Lot / Contr. No.:	M3085 8C003823
---	--	-------------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance		Klare, farblose Flüssigkeit clear, colourless solution	entspricht corresponds
pH (20°C, H ₂ O) :		8,5 +/- 0,2	entspricht
pH (20°C, H ₂ O):		8.5 +/- 0.2	corresponds
Schwermetalle: Heavy Metals:	AAS	< 1 ppm	entspricht corresponds
DNAsen/RNAsen: DNAses/RNAses:		Nicht nachweisbar Not detected	entspricht corresponds
Proteasen: Proteases:		Nicht nachweisbar Not detected	entspricht corresponds

Zusammensetzung Composition	Bestandteil Component	Konzentration Concentration
	EDTA x Na ₂ x 2H ₂ O	3,72 g/L (0,01M) 3.72 g/L (0.01M)
	Eisessig Acetic acid glacial	12,01 g/L (0,2M) 12.01 g/L (0.2M)
	Tris	48,46 g/L (0,4M) 48.46 g/L (0.4M)

Haltbarkeit:
Stability: Juli 2011
July2011

Wir versichern hiermit, dass dieses Produkt synthetisch hergestellt wurde und dass die eingesetzten Rohstoffe nicht tierischen Ursprungs sind.

We hereby guarantee that this product is manufactured by a synthetic method and that the raw material is not of animal origin

Versand: bei RT / Lagerung: bei RT
shipping: at RT / storage: at RT

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon BioScience GmbH

Datum/date: 29.06.2009

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This document has been generated by computer and does not contain a signature.

Genaxxon bioscience GmbH • Söflinger Str. 100 • D – 89077 Ulm

fon:
+49 (0)731 - 3608 123
fax:
+49 (0)731 - 3608 962
eMail:
info@genaxxon.com
internet:
www.genaxxon.com

Geschäftsführer:
Dr. Norbert Tröndle

Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung
Denotation of agent or formulation

Artikelnummer: M3085
Article number: M3085
Produktbezeichnung: TAE-Puffer (10X)
Product description: TAE buffer (10X)

Angaben zum Hersteller / Lieferanten
Supplier / Distributor details

Firma / Company: Genaxxon BioScience GmbH
Söflinger Str. 100 , D-89077 Ulm
Tel.: +49 731 3608 123, Fax: +49 731 3608 962

Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich, da kein Gefahrstoff, bzw. keine gefährliche Zubereitung vorliegt.

MSDS not required, as product is not a dangerous good or a dangerous formulation.

LBBW (BLZ 600 501 01)
Kto.Nr. 447 43 71
Swift-Code: SOLADEST

Amtsgericht:
89014 Ulm
HRB-Nr. 641623
USt. Id:
DE 220 60 37 67
Dt.St.-Nr.:
880 02/33658