



Analysezertifikat
Certificate of Analysis

| | | |
|---|--|-------------------|
| TAE Fertigpuffer (50-fach) TAE ready-use buffer (50-times conc.) | Kat. Nr.: / Cat. No.: Lot / Contr. No.: | M3087 9A003823 |
|---|--|-------------------|

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification | Ergebnis result |
|----------------------------------|-------------------|---|---------------------------|
| Aussehen appearance | | Klare, farblose Flüssigkeit clear, colourless solution | entspricht corresponds |
| pH (20°C, H ₂ O) : | | 8,5 +/- 0,2 | entspricht |
| pH (20°C, H ₂ O): | | 8.5 +/- 0.2 | corresponds |
| Schwermetalle: Heavy Metals: | AAS | < 1 ppm | entspricht corresponds |
| DNAsen/RNAsen: DNAses/RNAses: | | Nicht nachweisbar Not detected | entspricht corresponds |
| Proteasen: Proteases: | | Nicht nachweisbar Not detected | entspricht corresponds |

| Zusammensetzung Composition | Bestandteil Component | Konzentration Concentration |
|--------------------------------|--|--|
| | EDTA x Na ₂ x 2H ₂ O | 18,61 g/L (0,05M) 18.61 g/L (0.05M) |
| | Eisessig Acetic acid glacial | 60,05 g/L (1M) 60.05 g/L (1M) |
| | Tris | 242,28 g/L (2M) 242.28 g/L (2M) |

Haltbarkeit:
Stability: Mai 2011
May 2011

Wir versichern hiermit, dass dieses Produkt synthetisch hergestellt wurde und dass die eingesetzten Rohstoffe nicht tierischen Ursprungs sind.

We hereby guarantee that this product is manufactured by a synthetic method and that the raw material is not of animal origin

Versand: bei RT / Lagerung: bei RT
shipping: at RT / storage: at RT

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon BioScience GmbH

Datum/date: 11.05.2009

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This document has been generated by computer and does not contain a signature.

Genaxxon bioscience GmbH • Söflinger Str. 100 • D – 89077 Ulm

fon:
+49 (0)731 - 3608 123
fax:
+49 (0)731 - 3608 962
eMail:
info@genaxxon.com
internet:
www.genaxxon.com

Geschäftsführer:
Dr. Norbert Tröndle

Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung
Denotation of agent or formulation

Artikelnummer: M3087
Article number: M3087

Produktbezeichnung: TAE-Puffer (50X)
Product description: TAE buffer (50X)

Angaben zum Hersteller / Lieferanten
Supplier / Distributor details

Firma / Company: Genaxxon BioScience GmbH
Söflinger Str. 100 , D-89077 Ulm
Tel.: +49 731 3608 123, Fax: +49 731 3608 962

Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich, da kein Gefahrstoff, bzw. keine gefährliche Zubereitung vorliegt.

MSDS not required, as product is not a dangerous good or a dangerous formulation.

LBBW (BLZ 600 501 01)
Kto.Nr. 447 43 71
Swift-Code: SOLADEST

Amtsgericht:
89014 Ulm
HRB-Nr. 641623
USt. Id:
DE 220 60 37 67
Dt.St.-Nr.:
880 02/33658