

Analysezertifikat
Certificate of Analysis

 5-fach Tris-Borat-EDTA Fertigpuffer, pH7.4
 5-time Tris-Borate-EDTA ready-to-use buffer, pH7.4

 Kat. Nr.: / Cat. No.:
 Lot / Contr. No.:

 D2030.1005
 162508

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance		Weißes Pulver white powder	entspricht corresponds
Gehalt		0,445M Tris	Entspricht
Assay		0,445M Borsäure	corresponds
		0,01M EDTA	
Gewicht Weight	Pro Beutel Per bag	0.445M Tris	Entspricht corresponds
		0.445M Boric Acid	
Löslichkeit: solubility:		0.01M EDTA	entspricht corresponds
		Löslich in Wasser soluble in water	
Spezifikation:	Visuelle Beurteilung der Lösung.	Klare Lösung	Entspricht
Specification:	Visuell check of solution.	clear solution	corresponds
pH:	Der 1-fachen Lösung of 1-time solution	8,3+/- 0,05	entspricht corresponds
		8.3 +/- 0.05	
Haltbarkeit: Stability:		Mind. 3 Jahre, falls bei RT gelagert	Juni 2013
		Min. 3 years if stored at RT.	June 2013

Substance shipped and stored at RT / wird bei RT verschickt und gelagert.

Safety Data: not hazardous / nicht gefährlich.

References:

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
 Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH

Datum/date: 03.06.2010

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
 This document has been generated by computer and does not contain a signature.