



Analysenzertifikat
Certificate of Analysis

10-fach Tris-EDTA Fertigpuffer, pH7.4
10-time Tris-EDTA ready-to-use buffer, pH7.4

Kat. Nr.: / Cat. No.:
Lot / Contr. No.:

D2031
152205

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance		Weißes Pulver white powder	entspricht corresponds
Gehalt		0,1M Tris, pH7.4 0,01M EDTA	Entspricht
Assay		0.1M Tris, pH7.4 0.01M EDTA	corresponds
Gewicht Weight	Pro Beutel Per bag	18,86g +/- 1% 18.86g +/- 1%	Entspricht corresponds
Löslichkeit: solubility:		Löslich in Wasser soluble in water	entspricht corresponds
Spezifikation:	Visuelle Beurteilung der Lösung.	Klare Lösung	Entspricht
Specification:	Visuell check of solution.	clear solution	corresponds
pH:		7,4 +/- 0,08	entspricht
pH:		7.4 +/- 0.08	corresponds
Haltbarkeit: Stability:		Mind. 3 Jahre, falls bei RT gelagert Min. 3 years if stored at RT.	Mai 2012 May 2012

Substance shipped and stored at RT / wird bei RT verschickt und gelagert.

Safety Data: not hazardous / nicht gefährlich.

References:

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH

Datum/date: 26.05.2009

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This document has been generated by computer and does not contain a signature.