

Analysezertifikat
Certificate of Analysis

Trypsin-EDTA Lösung (10-fach) Trypsin-EDTA solution (10-times)	Kat. Nr.: / Cat. No.: Lot / Contr. No.:	C4261 17567
---	--	----------------

10X solution can be diluted with PBS (without Ca and Mg) according own requirements.
 For detachment of cells from surfaces

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance		Klare, farblose Lösung clear, colourless solution	entspricht corresponds
Konzentration (Lösung) concentration (solution)		5,0g/L Trypsin, 2,0g/L EDTA (4Na) in PBS ohne Ca und Mg 5.0g/L Trypsin, 2.0g/L EDTA (4Na) in PBS ohne Ca und Mg	Entspricht corresponds
pH-Wert: pH-value:		7,0 – 7,5 7.0 – 7.5	entspricht corresponds
Endotoxin: endotoxins:	LAL Test	< 10 EU/mL	entspricht corresponds
Mykoplasmen: Mycoplasma:		Negativ negative	entspricht corresponds
Parovirus: Parovirus:		Negativ negative	entspricht corresponds
Sterilität: sterility:		getestet tested	entspricht corresponds
Osmolalität Osmolality		400-500 mOsmol/kg	entspricht corresponds
Aktivität: Activity:	des eingesetzten Pulvers of used powder	1g Trypsin verdaut 250g Caseinsubstrat 1g of Trypsin digested 250g Casein substrate	Entspricht corresponds
Haltbarkeit shelf life		> 2 Jahre > 2 years	

Versand: auf "Blue-Ice" / Lagerung: bei -20°C.
 shipping: on "blue-ice" / storage: at -20°C.

Safety Data: not hazardous

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
 Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH
 Dr. Norbert Tröndle

Datum/date: 02.12.2008

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
 This document has been generated by computer and does not contain a signature.