

Analysenzertifikat
Certificate of Analysis

PBS Pulver (1-fach) PBS Powder ready-to-use (1-time)	Kat. Nr.: / Cat. No.: Lot / Contr. No.:	D2017 185007
---	--	-----------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance			entspricht corresponds
Zusammensetzung	Jeder Beutel in 10L Wasser gelöst ergibt:	8,005g/L NaCl 0,201g/L KCl 0,333g/L KH ₂ PO ₄ 1,072g/L Na ₂ HPO ₄	0,14 M 0,0027 M 0,0024 M 0,0076 M
Composition	Each pouch dissolved in 1L water yields:	8.005g/L NaCl 0.201g/L KCl 0.333g/L KH ₂ PO ₄ 1.072g/L Na ₂ HPO ₄	0.14 M 0.0027 M 0.0025 M 0.0076 M
pH-Wert: pH-value:	Der 1-fachen Lsg. of 1-time solution	7,4 +/-0,1 7.4 +/-0.1	Entspricht corresponds
Spezifikation:	Visuelle Beurteilung der Lösung.	Klare Lösung	Entspricht
Specification:	Visuell check of solution.	clear solution	corresponds
Haltbarkeit: Stability:		Mind. 5 Jahre, falls bei RT gelagert. Min. 5 years if stored at RT	Juli 2017 July 2017

Substance shipped and stored at RT / wird bei RT verschickt und gelagert.

Safety Data: not hazardous / nicht gefährlich.

References:

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH

Datum/date: 11.12.2012

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This document has been generated by computer and does not contain a signature.