



Blossom AloeVera Handschuhe

Allgemeine Eigenschaften der Handschuhe

fon:
+49 (0)731 - 3608 123
fax:
+49 (0)731 - 3608 962
eMail:
info@genaxxon.com
internet:
www.genaxxon.com

Latex

Dimensionen	Handschuhgröße	Maß in mm	Toleranz in mm	
Breite	Small	84	+/- 5	
	Medium	96	+/- 5	
	Large	106	+/- 5	
Länge	Alle Größen	Min. 240		
Materialstärke	Am Rollrand	0.10	+/- 2	
	An der Handfläche	0.15	+/- 2	
	An den Fingern	0.17	+/- 2	
Gewicht pro Stück	Small	5.9 g	+/- 0.2 g	
	Medium	6.8 g	+/- 0.2 g	
	Large	7.8 g	+/- 0.2 g	
Physikalische Eigenschaften	Vor der Alterung	Nach der Alterung	Allgemein	
	Reissfestigkeit	24 MP	18 MP	
	Dehnbarkeit	750 %	500 %	
	Kraft beim Bruch			11 Newton
AQL-Level	1.5	Gemessen gem. EN455-1		
Proteingehalt	15 µg/g			
Beschleuniger	Ohne Thiuram	Ohne Dithiocarbamat	Ohne Mercaptobenzothiazol	

Nitril

Dimensionen	Handschuhgröße	Maß in mm	Toleranz in mm	
Breite	Small	85	+/- 4	
	Medium	96	+/- 4	
	Large	105	+/- 4	
Länge	Alle Größen	Min. 240		
Materialstärke	Am Rollrand	0.10	+/- 2	
	An der Handfläche	0.13	+/- 2	
	An den Fingern	0.15	+/- 2	
Gewicht pro Stück	Small	5.7 g	+/- 0.2 g	
	Medium	6.0 g	+/- 0.2 g	
	Large	6.9 g	+/- 0.2 g	
Physikalische Eigenschaften	Vor der Alterung	Nach der Alterung	Allgemein	
	Dehnbarkeit	450 %	300 %	
	Kraft beim Bruch			9.5 Newton
	AQL-Level	1.5	Gemessen gem. EN455-1	
Beschleuniger	Ohne Thiuram	Ohne Dithiocarbamat	Ohne Mercaptobenzothiazol	