

# Blossom AloeVera Handschuhe

Produkt / product	Einmalhandschuh aus Nitrilkautschuk / disposable nitrile rubber (NBR) glove
EN Spezifikation / EN specification	EN 420, EN 374, EN 455
Material / material	Nitrilkautschuk (NBR) / nitrile rubber (NBR)
Wandstärke Finger / thickness finger	0,15mm (+/- 0,2mm) / 0.15mm (+/- 0.2mm)
Farbe / colour	Grün / green
Außenseite / outside	strukturiert / textured
Länge / length	mind. 240mm / min. 240mm
Proteingehalt / protein content	- - -
Gebrauchshinweis / usage information	<p>Einweghandschuhe sind grundsätzlich nur für minimale Gefahren einsetzbar und für jeden individuellen Einsatzzweck selbstverantwortlich zu prüfen. Beim Ausziehen bitte wenden: Kontaminationen bleiben dann im gewendeten Handschuh und können zusammen mit diesem entsorgt werden. Bei unbedenklichen Arbeiten können die Handschuhe auch mehrmals benutzt werden. Niemals mit beschädigten Handschuhen arbeiten.</p> <p>In general, disposable gloves are designed for minimal risks only. The suitability of disposable gloves is to be evaluated for each particular use. Please turn by taking off. The dirty side then will be inside when gloves are disposed. If your work is less dirty or less risky gloves can be used repeatedly. Never use damaged gloves.</p>
EN 374-1 / EN 374-2 / EN 374-3	Entspricht Prüfgrundlage (1% Ethidiumbromid: >480min.) Passed (1% Ethidium bromide: >480min.)
EN 420	Entspricht Prüfgrundlage Passed
EN 455	Entspricht Prüfgrundlage (AQL-Level: 1,5 / EN 455-1) Passed (AQL-Level: 1.5 / EN 455-1)
Allergikerhinweis / Note for allergic persons	Latexfrei free of latex
Beschleuniger / Catalyst	Ohne Thiuram (TMTD), ohne Dithiocarbamat, ohne Mercaptobenzothiazol (MBT) without Thiuram (TMTD), without Dithiocarbamate, without Mercaptobenzothiazole (MBT)
Lagerung / Storage	Trocken, lichtgeschützt und kühl lagern (RT, nicht über 30°C). Mehrere Jahre lagerfähig. Store in dry, dark and cold place (RT, not above 30°C). Storable for several years.
Entsorgung / Disposal	Kann mit dem Hausmüll entsorgt werden. Can be disposed together with household garbage.
Verpackung / Packaging	Recyclingfähige Kartonage recyclable cardboard
Lieferbare Größen / available sizes	XS - S - M - L - XL
Artikelnummer / product number	M6140.10XS - M6140.100S - M6140.100M - M6140.100L - M6140.10XL
Verpackungseinheit / packing unit	100 Stück in Spenderbox 100 pieces in dispenser box
Umkarton / shipping carton	10 Spenderboxen 10 dispenser boxes
Ursprungsland / Country of origin	China

Die Angaben stützen sich auf den Stand unserer Kenntnisse (2004). Sie sind keine Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

The information given are based on our present knowledge (2004). Product information are not contractual and do not guarantee any features.