

Analysenzertifikat
Certificate of Analysis

ADSC Exosome HY Medium mit Glutamin ADSC Exosome HY Medium with Glutamine	Kat. Nr.: / Cat. No.: Lot / Contr. No.:	C4161 GL24137
--	--	------------------

Parameter Parameter	Methode Method	Spezifikation Specification	Ergebnis Result
Aussehen: Appearance:		klare, gelbliche Lösung clear, yellowish solution	entspricht corresponds
Zusammensetzung: Composition:		mit 4mM L-Glutamin mit 4,0g/L Glucose ohne Phenolrot with 4mM L-glutamine with 4.0g/L Glucose without Phenol red	entspricht corresponds
pH-Wert: pH value:		Wie gemessen As measured	7,4 7.4
Osmolarität: Osmolality:		Wie gemessen As measured	301 mOsm/kg
Endotoxin: Endotoxin:	LAL Test	<5 EU/mL	entspricht corresponds
Sterilität: Sterility:	Inkubation bei 32°C für 14 Tage. Inkubation bei 20°C für 14 Tage. Incubation at 32°C for 14 days. Incubation at 20°C for 14 days.	steril steril sterile sterile	entspricht entspricht corresponds corresponds
Nächste QC: Next retest:	wenn bei +2°C bis +8°C gelagert if stored at +2°C to +8°C	09/2025	

Versand: nicht gekühlt. / Lagerung bei +2°C bis +8°C

Shipment: not cooled. / Storage at +2°C to +8°C.

Safety Data: not hazardous

Usage

For research usage only!

Not for human or animal diagnostic or therapeutic usage/applications. Not for consumption.

Verwendung

Nur für Forschungszwecke!

Nicht für human- oder tierdiagnostische oder therapeutische Zwecke/Anwendungen. Nicht zum Verzehr zugelassen.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH

Datum/date: 18.09.2024

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This document has been generated by computer and does not contain a signature.