

**Analysezertifikat**  
**Certificate of Analysis**

200 mM L-Glutamin (100-fach)	Kat. Nr.: / Cat. No.:	C4281
200 mM L-Glutamine (100-time)	Lot / Contr. No.:	1900124

sterile filtered 100-times concentrated solution of L-Glutamine as supplement for cell culture medium

Parameter Parameter	Methode Method	Spezifikation Specification	Ergebnis Result
Aussehen: Appearance:		klare, farblose Lösung clear, colourless solution	entspricht corresponds
Konzentration: Concentration:		29,23g/L (200mM L-Gutamin) 29.23g/L (200mM L-Glutamine)	entspricht corresponds
pH-Wert: pH value:		7,0 – 7,5 7.0 – 7.5	7,1 7.1
Osmolarität: Osmolality:		wie angegeben as reported	198 mOsm/kg
Endotoxin: Endotoxin:	LAL Test	wie angegeben as reported	0,326 EU/mL 0.326 EU/mL
Sterilität: Sterility:		Nach 14 Tagen wird kein Bakterien- oder Pilzwachstum beobachtet. Inkubation gemäß USP-Spezifikation. No bacterial or fungal growth is observed after 14 days of incubation, as per USP specification.	kein Wachstum detektierbar no growth detectable
Nächste QC: Next retest:		01/2026	

Versand: auf wet ice. / Lagerung bei -20°C.  
Shipping: on wet ice. / Store at -20°C.

Safety Data: Not hazardous

**Usage**

For research usage only!  
Not for human or animal diagnostic or therapeutic usage/applications. Not for consumption.

**Verwendung**

Nur für Forschungszwecke!  
Nicht für human- oder tierdiagnostische oder therapeutische Zwecke/Anwendungen. Nicht zum Verzehr zugelassen.

All amino acids from Genaxxon are of non-animal origin!

**We hereby guarantee that the raw material for this product was manufactured by fermentation and that the raw material is not of animal origin.**

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.  
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.  
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH

Datum/date: 14.05.2024

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.  
This document has been generated by computer and does not contain a signature.