



Analysenzertifikat Certificate of Analysis

PBS Tabletten für 100mL Fertiglösung, pH 7,4	Kat. Nr.: / Cat. No.:	D2000
PBS tablets for 100mL ready-to-use solution, pH 7.4	Lot / Contr. No.:	274011

Parameter Parameter	Methode Method	Spezifikation Specification	Ergebnis Result
Aussehen: Appearance:		Tabletten mit 12mm Durchmesser Tablets of 12mm diameter	entspricht corresponds
Gewicht: Weight:		1,0g +/- 2% 1.0g +/- 2%	entspricht corresponds
Gehalt:	wenn in 100mL H2O gelöst.	0,14M NaCL 0,0027M KCl 0,01M Phosphatpuffer	entspricht
Assay:	if dissolved in 100mL H2O	0.14M NaCL 0.0027M KCl 0.01M Phosphate buffer	corresponds
Löslichkeit: Solubility:		löslich in Wasser soluble in water	entspricht corresponds
Spezifikation: Specification:	visuelle Beurteilung der Lösung. visuell check of solution.	klare Lösung clear solution	entspricht corresponds
Osmolarität: Osmolality:		286 +/- 3%	entspricht corresponds
pH-Wert: pH value:	bei 25°C at 25°C	7,4 +/- 0,05 7.4 +/- 0.05	entspricht corresponds
Nächste QC: Next retest:		10/2026	

Substance shipped and stored at RT / wird bei RT verschickt und gelagert.

Safety Data: not hazardous / nicht gefährlich.

The material is not derived from any material of animal origin.
Das Produkt ist frei von jeglichem tierischem Material.

Usage

For research usage only!

Not for human or animal diagnostic or therapeutic usage/applications. Not for consumption.

Verwendung

Nur für Forschungszwecke!

Nicht für human- oder tierdiagnostische oder therapeutische Zwecke/Anwendungen. Nicht zum Verzehr zugelassen.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH

Datum/date: 27.10.2021

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This document has been generated by computer and does not contain a signature.



BSE/TSE und GMO-Zertifikat
BSE/TSE and GMO Certificate

PBS Tabletten für 1L Fertiglösung, pH7,4 PBS tablets for 1L ready-to-use solution, pH7.4	Kat. Nr.: / Cat. No.: Lot / Contr. No.:	D2002 274011
---	--	-----------------

We hereby guarantee that this product was manufactured by a synthetic method and that the raw material used is not of animal nor human origin nor does it contain such material.

We hereby declare that the used material and the end product is free of HIV/HBV/HCV nor does it contain other infectious material.

The product is chemically synthesized. The materials used in the manufacturing of this product are confirmed as not containing, consisting or produced from Genetically modified Organisms.

The product can be declared as GMO free (re GMO labeling criteria in Regulation 1830/2003/EC).

We, Genaxxon bioscience GmbH, hereby confirm, that our product is manufactured without using material of animal origin.

Therefore it bears no risk for BSE/TSE.

Substance shipped and stored at RT / wird bei RT verschickt und gelagert.

Safety Data: not hazardous / nicht gefährlich.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH

Datum/date: 27.10.2021

Dr. Norbert Tröndle