



Analysenzertifikat Certificate of Analysis

PBS Tabletten mit Tween™20 für 500mL	Kat. Nr.: / Cat. No.:	D2003
PBS tablets with Tween™20 for 500mL	Lot / Contr. No.:	281701

exactly pre-weighted tablets. 1 tablet dissolved in 500L demin. water will result in a 0.01M phosphate buffer, pH7.4

Parameter Parameter	Methode Method	Spezifikation Specification	Ergebnis Result
Aussehen: Appearance:		Tabletten mit 25mm Durchmesser Tablets of 25mm diameter	entspricht corresponds
Gewicht: Weight:		5,0g +/-1% 5.0g +/-1%	entspricht corresponds
Gehalt:		0,010M Phosphatpuffer, pH7,4 0,14M Natriumchlorid 0,0027M KCl 0,05% Tween™20	entspricht
Assay:		0.01M phosphate buffer, pH7.4 0.14M sodium chloride 0.0027M KCl 0.05% Tween™20	corresponds
Löslichkeit: Solubility:		löslich in Wasser soluble in water	entspricht corresponds
Spezifikation: Specification:	Visuelle Beurteilung der Lösung. Visuell check of solution.	klare Lösung clear solution	entspricht corresponds
pH-Wert (25°C): pH value (25°C):		7,4 +/- 0,05 7.4 +/- 0.05	entspricht corresponds
Nächste QC: Next retest:		10/2022	

Substance shipped and stored at RT / wird bei RT verschickt und gelagert.

Safety Data: not dangerous.

Usage

For research usage only!

Not for human or animal diagnostic or therapeutic usage/applications. Not for consumption.

Verwendung

Nur für Forschungszwecke!

Nicht für human- oder tierdiagnostische oder therapeutische Zwecke/Anwendungen. Nicht zum Verzehr zugelassen.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH

Datum/date: 10.12.2020

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This document has been generated by computer and does not contain a signature.