

## Analysenzertifikat Certificate of Analysis

DNA Loading buffer I	Kat. Nr.: / Cat. No.:	M3308
DNA Loading buffer I	Lot / Contr. No.:	LP230731

**Synonyms:** 6-fach konzentrierte Ladepuffer für die Agarose Gelelektrophorese / 6-time concentrated loading dye for agarose gel electrophoresis.

Parameter Parameter	Methode Method	Spezifikation Specification	Ergebnis Result
Aussehen: Appearance:		Dunkelblaue viskose Flüssigkeit Dark blue viscous solution	entspricht corresponds
Löslichkeit: Solubility:	Löslichkeit in Wasser solubility in water	löslich soluble	entspricht corresponds
Funktionalität: Functional test:	Im Agarosegel In agarose gel	entspricht corresponds	entspricht corresponds
pH-Wert: pH value:	1% in H <sub>2</sub> O, 20°C 1% in H <sub>2</sub> O, 20°C	8,3 +/- 0,3 8.3 +/- 0.3	entspricht corresponds
Zusammensetzung: Composition:	Tris/HCl, pH7.6 Glycerol EDTA Bromophenol blue and Xylene cyanol.	Keine genauen Angaben. Geschützte Zusammensetzung No detailed information. Proprietary composition	entspricht corresponds
Nächste QC: Next retest:		08/2026	

Versand: nicht gekühlt. / Lagerung bei -20°C.  
Shipment: not cooled. / Storage at -20°C.

### Usage

For research usage only!  
Not for human or animal diagnostic or therapeutic usage/applications. Not for consumption.

### Verwendung

Nur für Forschungszwecke!  
Nicht für human- oder tierdiagnostische oder therapeutische Zwecke/Anwendungen. Nicht zum Verzehr zugelassen.

**We hereby guarantee that this product was manufactured by a synthetic method and that the raw material is not of animal origin.**

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.  
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.  
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH

Datum/date: 07.05.2021

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.  
This document has been generated by computer and does not contain a signature.