

Analysezertifikat Certificate of Analysis

Natriumpyruvat – Cell Culture Grade Sodium pyruvate – Cell Culture Grade	Kat. Nr.: / Cat. No.: Lot / Contr. No.:	M3316 301VNA
---	--	-----------------

Synonym: α -Ketopropionic acid sodium salt; 2-Oxopropionic acid sodium salt; Pyruvic acid sodium salt

Parameter Parameter	Methode Method	Spezifikation Specification	Ergebnis Result
Aussehen: Appearance:		leicht beiges bis gelbliches Pulver off-white to faint yellow powder	entspricht corresponds
Gehalt: Assay:	Tit.	>99%	99,5% 99.5%
Löslichkeit: Solubility	10% in Wasser 10% in water	Klare bis leicht trübe gelbliche Lösung Clear to faintly turbid pale yellow solution	entspricht corresponds
Trocknungsverlust: Loss on drying:	K.F.	<0,5% <0.5%	0,13% 0.13%
Endotoxintest: Test on pyrogens:	LAL-Test LAL test	entspricht corresponds	entspricht corresponds
Summenformel: Formula:		C ₃ H ₃ NaO ₃	
Molgewicht: Molecular weight:		110,04 g/mol 110.04 g/mol	
CAS-Nummer: CAS number:		113-24-6	
Nächste QC: Next retest:		12/2029	

Versand: ungekühlt / Lagerung bei +15°C bis +30°C.
Shipment: not cooled / Store at +15°C to +30°C.

We hereby guarantee that this product was manufactured by a synthetic method and that the raw material is not of animal origin.

Verwendung

Laborreagenz. Nur für Forschungszwecke zugelassen.
Nicht für die Verwendung an/in Mensch oder Tier. Keine Anwendung als Diagnostika. Nicht für den Verzehr.

Suitability

For research usage only.
Not approved for human or animal diagnostic or therapeutic procedures. Not for consumption.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH

Datum/date: 10.01.2022

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This document has been generated by computer and does not contain a signature.