




Analysenzertifikat Certificate of Analysis

4,5-Diaminofluorescein	Kat. Nr.: / Cat. No.:	S5439
4,5-Diaminofluorescein	Lot / Contr. No.:	E7107



Structure of DAF-2

Parameter Parameter	Methode Method	Spezifikation Specification	Ergebnis Result
Gehalt: Assay:	HPLC	>95,0% >95.0%	96,9% 96.9%
Gehalt: Assay:	¹ H-NMR		entspricht corresponds
Gehalt: Assay:	TLC		entspricht corresponds
Aussehen: Appearance:		hellgelbes Pulver light yellow powder	entspricht corresponds
Löslichkeit: Solubility:		löslich in MeOH soluble in MeOH	entspricht corresponds
Molekulargewicht: Molar weight:		362,34 g/mol 362.34 g/mol	
CAS-Nummer: CAS number:		205391-01-1	

Versand: bei RT / Lagerung: store at -20°C, vor Licht schützen, trocken lagern
shipping: at RT / storage: store at -20°C, protect from light, at a dry place

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH

Datum/date: 15.12.2020

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This document has been generated by computer and does not contain a signature.