



Analysenzertifikat Certificate of Analysis

ISF-1 Medium für Hybridoma	Kat. Nr.: / Cat. No.:	C4153
ISF-1 Medium for Hybridoma	Lot / Contr. No.:	3171225LE

ISF-1 is a serum-free and defined culture medium for the in vitro cultivation and expansion of hybridoma cell lines.

Parameter Parameter	Methode Method	Spezifikation Specification	Ergebnis Result
Aussehen: Appearance:		klare, rote Lösung clear, red solution	entspricht corresponds
Zusammensetzung: Composition:		mit stabilem Glutamin mit humanen rek. Insulin mit 2,438 g/L NaHCO ₃ with stable glutamine with human rec. Insulin with 2.438 g/L NaHCO ₃	entspricht corresponds
pH-Wert: pH value:		7,1 – 7,5 7.1 – 7.5	7,2 7.2
Osmolarität: Osmolality:		330 – 360 mOsm/kg	341 mOsm/kg
Endotoxin: Endotoxin:	LAL Test	<5 EU/mL	0,03 0.03
Sterilität: Sterility:	Inkubation bei 32°C für 14 Tage. Inkubation bei 20°C für 14 Tage. Incubation at 32°C for 14 days. Incubation at 20°C for 14 days.	steril steril sterile sterile	entspricht entspricht corresponds corresponds
Nächste QC: Next retest:	wenn bei +2°C bis +8°C gelagert if stored at +2°C to +8°C	12/2026	

Versand: ungekühlt / Lagerung: bei +2°C bis +8°C

shipping: not cooled / storage: at +2°C to +8°C.

Safety Data: not hazardous

Usage

For research usage only!

Not for human or animal diagnostic or therapeutic usage/applications. Not for consumption.

Verwendung

Nur für Forschungszwecke!

Nicht für human- oder tierdiagnostische oder therapeutische Zwecke/Anwendungen. Nicht zum Verzehr zugelassen.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH

Datum/date: 22.12.2025

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This document has been generated by computer and does not contain a signature.