


Analysenzertifikat
Certificate of Analysis

EDTA (Versene) 1% in PBS ohne Ca, Mg	Kat. Nr.: / Cat. No.:	C4263
EDTA (Versene) 1% in PBS without Ca, Mg	Lot / Contr. No.:	7740925

 steril filtrierte (2µm Filter)
 sterile filtered (2µm filter)

Parameter Parameter	Methode Method	Spezifikation Specification	Ergebnis Result
Aussehen: Appearance:		klare, farblose Lösung clear, colourless solution	entspricht corresponds
Zusammensetzung: Composition:		1% EDTA in PBS w/o: Calcium w/o: Magnesium 1% EDTA in PBS w/o: Calcium w/o: Magnesium	entspricht corresponds
pH-Wert: pH value:		7,1 – 7,3 7.1 – 7.3	7,2 7.2
Osmolalität: Osmolality:		wie angegeben as reported	362 mOsmol/kg
Endotoxin: Endotoxin:	LAL Test	<10 EU/mL	entspricht corresponds
Sterilität: Inkubation bei 32°C Inkubation bei 20°C		getestet getestet	entspricht entspricht
Sterility: Incubation at 32°C Incubation at 20°C		tested tested	corresponds corresponds
Nächste QC: Next retest:		09/2027	
Hergestellt in: Manufactured in:		Deutschland Germany	

 Versand ungekühlt. Lagerung bei +2 bis +8°C.
 Shipment: not cooled. Store at +2°C to +8°C.

Safety Data: not hazardous

Usage

 For research usage only!
 Not for human or animal diagnostic or therapeutic usage/applications. Not for consumption.

Verwendung

 Nur für Forschungszwecke!
 Nicht für human- oder tierdiagnostische oder therapeutische Zwecke/Anwendungen. Nicht zum Verzehr zugelassen.

 Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
 Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH

Datum/date: 17.09.2025

Dr. Norbert Tröndle

 Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
 This document has been generated by computer and does not contain a signature.