



Analysenzertifikat
Certificate of Analysis

D-Mannitol	Kat. Nr.: / Cat. No.:	S5072
D-Mannitol	Lot / Contr. No.:	559DHE



Structure of D-Mannitol

Parameter Parameter	Methode Method	Spezifikation Specification	Ergebnis Result
Gehalt (HPLC): Assay (HPLC):	basierend auf Trockenmasse based on dried substance	98,0% - 102,0%	99,2%
Aussehen: Appearance:		Weißes kristallines Pulver white crystalline powder	entspricht corresponds
Löslichkeit: Solubility:	10% in Wasser 10% in water	klare und farblose Lösung clear and colourless solution	entspricht corresponds
Schmelzpunkt: Melting Point:	Kofler	165°C – 169°C	entspricht corresponds
Schwermetalls (als Pb): Heavy Metals (as Pb):		<0,001% <0.001%	entspricht corresponds
Chemische Formel: Chemical formula:		C ₆ H ₁₄ O ₆	
Molekulargewicht: Molar weight:		182,17 g/mol 182.17 g/mol	
CAS-Nummer: CAS number:		69-65-8	
Nächste QC: Next retest:		07/2032	

Versand: nicht gekühlt. / Lagerung bei +15°C bis +30°C.

Shipment: not cooled. / Store at +15°C to +30°C

Safety Data: not hazardous

Verwendung

Laborreagenz. Nur für Forschungszwecke zugelassen.

Nicht für die Verwendung an/in Mensch oder Tier. Keine Anwendung als Diagnostika. Nicht für den Verzehr.

Suitability

For research usage only.

Not approved for human or animal diagnostic or therapeutic procedures. Not for consumption.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
 Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH

Datum/date: 28.04.2024

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
 This document has been generated by computer and does not contain a signature.