Version 210712

GENAXXON bioscience

Analysenzertifikat
Certificate of Analysis

Colcemid-Lösung- 10µg/mL	Kat. Nr.: / Cat. No.:	C4333
Colcemid solution - 10µg/mL	Lot / Contr. No.:	AN-MS032V1

Colecemid-Lösung (10µg/mL) in PBS über 2µm Filter steril filtriert.
Colecemid solution (10µg/mL) in PBS sterile filtered (2µm filter) solution.

Parameter **Parameter**	**Methode** **Method**	**Spezifikation** **Specification**	**Ergebnis** **Result**
Aussehen: Appearance:		klare, farblose Lösung clear, colourless solution	entspricht corresponds
Zusammensetzung: Composition:		10µg/mL +/-2%	entspricht corresponds
pH-Wert: pH value:		6,9 – 7,5 6.9 – 7.5	7,46 7.46
Sterilität: Sterility:		getestet tested	entspricht corresponds
Endotoxin: Endotoxin:	Chromokin. test methode D of EP 2.6.14	<10 IEU/mL	entspricht corresponds
Osmolalität: Osmolality:	Gefrierpunkt – EU PH 2.2.35 Freezing point - EU Ph. 2.2.35	265 - 325 mOsmol/kg	entspricht corresponds
Nächste QC: Next retest:		06/2028	

Versand: nicht gekühlt. / Lagerung bei +2°C to +8°C
Shipment: not cooled. / Storage: at +2°C to +8°C

Safety Data: Not hazardous

Usage
For research usage only!
Not for human or animal diagnostic or therapeutic usage/applications. Not for consumption.

Verwendung
Nur für Forschungszwecke!
Nicht für human- oder tierdiagnostische oder therapeutische Zwecke/Anwendungen. Nicht zum Verzehr zugelassen.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH Datum/date: 09.07.2026

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This document has been generated by computer and does not contain a signature.

Genaxxon bioscience GmbH – Söflinger Str. 70 – D-89077 Ulm – Tel.: +731 3608 123 – Fax: +731 3608 962