Version 210712

GENAXXON bioscience

Analysenzertifikat
Certificate of Analysis

Agarose Tiny für die DNA-Elektrophorese Agarose Tiny for DNA electrophoresis	Kat. Nr.: / Cat. No.: Lot: / Contr. No.:	M3046 M00090

Parameter **Parameter**	**Methode** **Method**	**Spezifikation** **Specification**	**Ergebnis** **Result**
Aussehen: Appearance:		weißes Pulver white powder	entspricht corresponds
Elektroendosmose (EEO): Electroendosmosis:	Wieme Methode Wieme method	<0,12 <0.12	0,11 0.11
Gelstärke (g/cm2): Gel strength:	3,0% Gel 3.0% gel	>900 g/cm2	1060 g/cm2
Gelstärke (g/cm2): Gel strength:	5,0% Gel 5.0% gel	>1800 g/cm2	2120 g/cm2
Geliertemperatur (°C): Point of solidification:	3,0% Lösung 3.0% solution	<26°C	24,4°C 24.4°C
Schmelztemperatur (°C): Melting temperature:	3,0% Lösung 3.0% solution	<66°C <66°C	64,0°C 64.0°C
DNasen/RNasen: DNases/RNases:		Nicht nachweisbar not detected	entspricht corresponds
pH-Wert: pH value:	der Lösung of solution		7,19 7.19
A 1cm/450nm:	3,0% in H2O 3.0% in H2O	max. 0.05	0,038 0.038
Wassergehalt: Water content:		4-8%	5,14% 5.14%
Sulfat (%): Sulfate (%):		max. 0,1% max. 0.1%	0,09% 0.09%
DNA-Elektrophorese: DNA-electrophoresis:		entspricht corresponds	entspricht corresponds
Ursprung: Origin:		aus reinem Seetang from raw seaweeds	entspricht corresponds
Nächste QC: Next retest:		05/2030	

Shipment: not cooled. / Store at +15°C to +30°C.
Versand: nicht gekühlt. / Lagerung bei +15°C bis +30°C.

Safety Data: not hazardous / nicht gefährlich.

Usage
For research usage only!
Not for human or animal diagnostic or therapeutic usage/applications. Not for consumption.

Verwendung
Nur für Forschungszwecke!
Nicht für human- oder tierdiagnostische oder therapeutische Zwecke/Anwendungen. Nicht zum Verzehr zugelassen.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience

Datum/date: 10.05.2025

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This document has been generated by computer and does not contain a signature.

Genaxxon bioscience GmbH – Söflinger Str. 70 – D-89077 Ulm – Tel.: +731 3608 123 – Fax: +731 3608 962

Version 210712

GMO Statement
GMO Bestätigung

Agarose Tiny für die DNA-Elektrophorese	Kat. Nr.: / Cat. No.:	M3046
Agarose Tiny for DNA electrophoresis	Lot: / Contr. No.:	M00090

We hereby guarantee that this product was manufactured by an extraction method and that the raw material used is not of animal origin.

The materials used for the manufacturing of this product are confirmed as not containing, consisting or produced from Genetically modified Organisms.

The product can be declared as GMO free (re GMO labeling criteria in Regulation 1830/2003/EC).

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
Nur für Forschungszwecke!
Nicht für human- oder tierdiagnostische oder therapeutische Zwecke/Anwendungen. Nicht zum Verzehr zugelassen

We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.
For research usage only!
Not for human or animal diagnostic or therapeutic usage/applications. Not for consumption.

Genaxxon bioscience

Datum/date: 10.05.2025

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This document has been generated by computer and does not contain a signature.

Genaxxon bioscience GmbH – Söflinger Str. 70 – D-89077 Ulm – Tel.: +731 3608 123 – Fax: +731 3608 962

Version 210712

BSE/TSE Statement
BSE/TSE Bestätigung

Agarose Tiny für die DNA-Elektrophorese	Kat. Nr.: / Cat. No.:	M3046
Agarose Tiny for DNA electrophoresis	Lot: / Contr. No.:	M00090

We, Genaxxon bioscience GmbH, hereby confirm, that our Agarose Tiny (M3046) is manufactured without using material of animal origin.

Therefore, it bears no risk for BSE/TSE.

Wir, die Genaxxon bioscience GmbH, bestätigen hiermit, dass unsere Agarose Tiny (M3046) nicht tierischen Ursprungs ist und ohne die Verwendung von Zusätzen tierischen Ursprungs bearbeitet wurde.

Das Produkt ist somit als BSE/TSE frei anzusehen.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
Nur für Forschungszwecke!
Nicht für human- oder tierdiagnostische oder therapeutische Zwecke/Anwendungen. Nicht zum Verzehr zugelassen

We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.
For research usage only!
Not for human or animal diagnostic or therapeutic usage/applications. Not for consumption.

Genaxxon bioscience

Datum/date: 10.05.2025

Dr. Norbert Tröndle

Genaxxon bioscience GmbH – Söflinger Str. 70 – D-89077 Ulm – Tel.: +731 3608 123 – Fax: +731 3608 962